



SONOTOUCH 80

Расширенные возможности в корпусе ноутбука

Официальный
дистрибьютор
в РФ



RUSSIAN
EXPORT
COMPANY

Тел: (495) 972 2418
(495) 972 9214
info@rus-exp.com
Сайт: rus-exp.com

CHISON
Value Beyond Imaging



- ✓ CHISON Sonotouch 80 реализован в корпусе ноутбука для максимальной мобильности и предоставление помощи, когда время реакции имеет значение.
- ✓ Сочетание функционального насыщения и выгодной цены делает этот аппарат золотой серединой в портативном ультразвуке.

Целевое применение

.....

- Костно-мышечная система
- Кардиология
- Общий скрининг
- Применение на выездах
- Брюшная полость
- Урология
- Гинекология
- Малые органы
- Сосуды
- Акушерство
- Педиатрия
-



.....



Широкий функционал



Компактный дизайн



Выгодная цена



Интуитивный интерфейс



- Металлический корпус
- легкий и прочный
- 5.5 кг (вес с батареей - опция)



- Узкий корпус 70мм





- 15" ЖК монитор на LED матрице



- 120° угол раскрытия

- Коннектор датчиков

- -- легкий, узкий, простой



- Подключения (опция)

- DVI
- Ножная педаль
- Выход видео
- ДУ
- S-Video



- Батарея (опция)


- легкая замена
- 2 часа работы -- индикация



✓ Мобильная тележка (опция)

- Замок анти-вор
- Корзина для аксессуаров
- Крепление принтера
- 3 активных порта для датчиков
- Регулировка по высоте
- Малые габариты





ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Полноэкранный зум



2D Steer



B/BC



Super needle



Auto IMT



Триплекс



Трапецевидное
сканирование



Эластография



CW



TDI



Цветной М-режим



Анатомический М-режим



Анализ дисплазии
суставов





DICOM

Auto IMT

.....

Автоматическое измерение
комплекса интима-медиа стенки
сосуда позволяет повысить
точность анализа развития
атеросклероза.






Super needle

.....

- Режим улучшенного отображения иглы во время биопсии
-
- Повышает количество успешных биопсий

Эластография

.....




- Отображение эластичности тканей в цвете
- Предоставляет больше клинической информации для различных патологий
- Расчет индекса Strain rate - оценка отношения жёсткости двух выбираемых областей

Анализ суставной дисплазии

.....

- Автоматический анализ типа суставной дисплазии по профессору Графу.





Датчики

C3-V



L7-V



P2-V



M5W-V



E6-V



L12-V



E7W-V



MC6-V



R7-V



MC3-V





ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

1

Кнопки быстрого доступа

2

Встроенная рабочая станция

3

Дружелюбный интерфейс

4

Авторасчёты


5

Автооптимизация

6

Передача данных





ТОЧНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Расширенные технологии

.....

- FHI
- X-contrast
- Q-image
- Q-flow
- Q-beam

