

CHISON
Value Beyond Imaging

SonoTouch 30

Диагностика в любое время в любом месте



WWW.CHISON.COM



Легкий



Водонепроницаемый



Работа одним нажатием



Используй везде

SonoTouch 30

Помогает обеспечить высокое качество диагностики в любом месте.

Адаптивный дизайн позволяет подключать аппарат к планшету и мобильному телефону, улучшая портативность и позволяя работать на потоке от пациента к пациенту любому доктору, как в области первичной медицинской помощи, так и в основной диагностике.





Легкий

Вес как половина смартфона
Полностью интегрированный дизайн,
Малый вес и объем

Выбор подключения

SonoTouch 30 обеспечивает
гибкое соединение
со смартфоном или планшетом.




IPX7

Водонепроницаемый

SonoTouch 30 , портативный
ультразвуковой сканер,
который может быть легко
стерилизован и очищен

Используй везде

SonoTouch 30 интегрирован с лучшими портативными технологиями и предоставляет решения для разных применений.



Сосудистый доступ



Скорая помощь



Костно-мышечная система



Анестезиология



Критические состояния




Прочий уход

Управляй одним нажатием


- Одно касание, чтобы начать исследование.
- Одно касание для завершения всех операций.
- Упрощенный рабочий процесс
Легкий в применении как смартфон.



Общее усиление



Глубина



Усиление по глубине

SonoTouch 30 предлагает множество клинических решений с разными моделями датчиков. Персонализированный дизайн помогает удовлетворить все ваши потребности.



SonoEye P1

9,0 МГц, 30 мм,
Сосуды, суставы, мышцы,
нервы, Малые органы,
травма и др.



SonoEye P2

7,5 МГц 40 мм,
Сосуды, суставы,
Нервы, легкие,
Малые органы,
травма и др.



SonoEye P3

3,0 МГц, сердце,
Живот, легкие,
травма и др.



SonoEye P5

3,5 МГц, живот,
Травма, легкие,
акушерство, гинекология,
Урология и др.



SonoEye P6

6,0 МГц, детский живот,
сердечный
Урология и др.

Большой выбор аксессуаров



Сумка на руку



Поясная сумка



Сумка-мессенджер



Чехол




Подставка




Стерильный чехол и гель


КАЧЕСТВО ДИАГНОСТИКИ (ПРИМЕРЫ)




Базальная вена, режим ЦДК



Сердце, В-режим



Сонная артерия, PW доплер



IV, режим В



Нижняя полая вена, В-режим



Локтевой нерв, В-режим

CHISON

Value Beyond Imaging

CHISON Medical Imaging Co., Ltd.

Контактная информация по продажам и обслуживанию: No.9, Xinhuihuan Road, Xinwu, Jiangsu, chison 214028
ТЕЛ: 0086-510-85310937 ФАКС: 0086-510-85310726 Емэйл: export@chison.com.cn

Мы оставляем за собой право вносить изменения в этот каталог без предварительного уведомления.
Пожалуйста, свяжитесь с нашим местным дилером для получения последней информации